

よこはまウォーキングポイント参加者の皆様へ

平成 28 年 1 月 14 日
よこはまウォーキングポイント事業
共同事業者
凸版印刷株式会社
オムロンヘルスケア株式会社

歩幅更新に関するお詫びと改修について

「よこはまウォーキングポイント事業」にご参加いただき、厚く御礼申し上げます。
このたび、お申込書記載の身長から歩幅設定をするプログラムがうまく機能していないことが判明いたしました。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
つきましては、以下の通り改善、対処をさせていただきますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

記

更新日時：2016 年 2 月 10 日水曜日 AM5:30

内 容：ご登録の身長から算出した歩幅に、プログラムで自動修正します

算出式 歩幅＝身長×0.45

(注) 本来歩幅は身長から自動計算し登録されますが、初期値 72cm のまま登録されています。ご自身で 72cm 以外の数値を入力されている方は修正いたしません

目 的：お申込書記載の身長に合わせた歩幅への修正

補 足：本対応による、ランキングやポイント等への影響ありません

更新日以降にリーダーで通信された後から新たな歩幅で歩行距離計算されます

歩幅修正後はこれまでの歩行距離と異なる場合があります

これまでどおり、参加者ご自身で歩幅を変更できます

ご自身での歩幅の変更方法については、別紙（添付資料）にてご説明いたします

以上

ウェルネスリンク「歩幅」変更の方法について

1 マイページにログイン

The screenshot shows the 'My Page' interface. At the top, there is a header with the user's name 'omsさん', group name 'よこはまウォーキングポイント', and location '鶴見区'. A navigation bar includes 'ログアウト', 'ホーム', and 'マイグラフ'. The main content area is divided into several sections:

- 団体からのお知らせ**: A notice about system changes and a 10th anniversary event.
- 新着情報**: A notice about email address verification and a maintenance schedule for October 28th.
- 最新の測定記録**: A table showing the latest measurement data for steps, distance, and walking time.
- マイグラフ**: A bar chart showing activity data for the dates 2015/11/5 and 11/18.
- メニューバー**: A vertical menu on the right side with 'ユーザー情報' highlighted in an orange box. Other items include '機器の設定', '測定記録・メモ', '定期レポート', 'ランキング', 'ポイント履歴', 'サポートデスク', and a '歩き過ぎに注意' warning.

歩数	175
歩	(2015/11/11)
距離	0.1
km	(2015/11/11)
歩行時間	5
分	(2015/11/11)

歩数	歩
距離	km
歩行時間	分
	2015/11/5
	11/18

よこはまウォーキングポイント事業のマイページにログインします。

マイページの右にあるメニューバーの「ユーザー情報」を選択します。

2 ユーザー情報 画面

歩き過ぎに注意しましょう!

omsさん 団体名: よこはまウォーキングポイント 所属名: 鶴見区

ヘルプ

ログアウト ホーム マイグラフ

ユーザー情報

ユーザー情報のヘルプ

- ユーザー情報
- 機器の設定
- 測定記録・メモ
- 定期レポート
- ランキング
- ポイント履歴

サポートデスク
お問い合わせはこちら

歩き過ぎに注意
健康のために1日平均
8000歩を歩きましょう!

ユーザー情報の設定をおこないます。

ウェルネスリンクサービス内で公開されているあなたのプロフィール

omsさん
ウェルネスリンク歴:11か月

プロフィール

プロフィールを変更する

ニックネーム	oms	公開
ログインID	ycitytest02	
氏名	ヨコハマシケンショウヨウヨコハマシケンショウヨウ	
氏名カナ	ヨコハマシケンショウヨウヨコハマシケンショウヨウ	
パスワード	*****	
メールアドレス1 (PC/スマートフォン)	ycitytest02@example.com	

メールアドレス2

連絡先 〒111-1111
神奈川県 横浜市 鶴見区
電話番号 111 - 1111 - 1111

カラダの情報

カラダの情報を変更する

あなたのカラダの情報です。この値が機器に設定されます。

生年月日	1900年1月1日	非公開
性別	男性	非公開
体重	60.0kg	
身長	199.0cm	
歩幅	90cm	
JOG歩幅	未登録	

所属団体登録情報

所属団体登録情報を変更する

所属	区	鶴見区
備考1		
備考2		
備考3		

① 「ユーザー情報」の画面に
遷移します。

② 画面下部の
「カラダの情報を変更する」を
クリックします。

3 カラダ情報画面

ユーザー情報 [ユーザー情報のヘルプ](#)

ユーザー情報

登録情報を編集します。

カラダの情報編集

あなたのカラダの情報です。この値がウエルネスリンク対応機器に設定されます。

生年月日※ 西暦 1900 年 1 月 1 公開する
プロフィールで公開できます（年代のみ）。

性別※ 男 女 公開する
プロフィールで公開できます。

体重※ 60.0 kg あなたの体重を入力してください。

身長※ 160.0 cm あなたの身長を入力してください。

歩幅※ 72 cm 歩幅は身長から目安の数値が算出されます。変更も可能です。

JOG歩幅 cm JOG歩幅は身長から目安の数値が算出されます。変更も可能です。

キャンセル 登録する

① ユーザー情報の画面に遷移します。

※歩幅は 72 cmが初期の値です。



ユーザー情報 [ユーザー情報のヘルプ](#)

ユーザー情報

登録情報を編集します。

カラダの情報編集

あなたのカラダの情報です。この値がウエルネスリンク対応機器に設定されます。

生年月日※ 西暦 1900 年 1 月 1 公開する
プロフィールで公開できます（年代のみ）。

性別※ 男 女 公開する
プロフィールで公開できます。

体重※ 60.0 kg あなたの体重を入力してください。

身長※ cm あなたの身長を入力してください。

歩幅※ cm 歩幅は身長から目安の数値が算出されます。変更も可能です。

JOG歩幅 cm JOG歩幅は身長から目安の数値が算出されます。変更も可能です。

キャンセル 登録する

② 身長の値と歩幅の値を削除します。

※歩幅 の欄が空欄になっているのを確認してください。

空欄になっていないと次の手順で正しい歩数が表示されませんので必ずご確認ください。

 ユーザー情報 [→ ユーザー情報のヘルプ](#)

ユーザー情報

登録情報を編集します。

カラダの情報編集

あなたのカラダの情報です。この値がウエルネスリンク対応機器に設定されます。

生年月日※	西暦	1900	年	1	▼	月	1	▼	公開する
プロフィールで公開できます（年代のみ）。									
性別※	<input checked="" type="radio"/> 男		<input type="radio"/> 女		公開する				
プロフィールで公開できます。									
体重※	60.0		kg		あなたの体重を入力してください。				
身長※	160.0		cm		あなたの身長を入力してください。				
歩幅※	72		cm		歩幅は身長から目安の数値が算出されます。変更も可能です。				
JOG歩幅	80		cm		JOG歩幅は身長から目安の数値が算出されます。変更も可能です。				

③ご自身の身長を 身長 の欄に入力してください。

自動計算された値が
「歩幅」
「JOG 歩幅」
の欄に表示されます。

④「歩幅」の欄に数値が入っているのを確認後、
「登録する」をクリックします

以上により、サイト内の歩幅修正が完了します。

なお、リーダー設置場所で歩数計をリーダーにのせることにより、歩数計に修正した歩幅が反映されます。
サイトにて修正した後は、必ず歩数計をリーダーにのせてください。